



Lettre N°1 de Septembre 2005

*Soucieux d'améliorer la communication avec nos différents partenaires professionnels de la santé, SysMed Assistance s'engage à éditer régulièrement un **POINT INFO** concernant les nouveautés ou informations techniques sur les différents matériels et consommables.*

Sommaire

VIVO 30

Bipap de marque BREAS

i Mask

Masque nasal formable

HC 431

Masque facial avec ou sans fuite

Agences SysMed

Implantation de SysMed dans la région

Dates importantes

Congrès de pneumologie



VIVO 30

Le **VIVO 30** est un ventilateur à pression contrôlée disposant de trois modes de ventilation: VPC, AI, PPC.

Les modes VPC et AI disposent de paramètres de sensibilité du déclencheur inspiratoire réglable afin de permettre au patient de commencer des respirations assistées par ventilateur.

En mode VPC (ventilation contrôlée par pression), le ventilateur offre une respiration régulée par pression soit contrôlée, soit assistée. Un temps inspiratoire doit être réglé dans ce mode. La pression inspiratoire dépend du réglage PPI. La pression expiratoire dépend du réglage PPE.

En mode AI (aide inspiratoire), le trigger expiratoire du ventilateur peut également être réglé de manière à ce que le ventilateur corresponde plus précisément aux besoins de chaque patient.

La mémoire interne du VIVO 30 peut être téléchargée sur un PC afin de visualiser les données d'observance du patient sur le logiciel.

Le VIVO 30 dispose également d'un humidificateur intégré.



**SYSMED
ASSISTANCE**

Zone Industrielle Verte
59175 TEMPLEMARS

Téléphone : 03 20 12 75 00

Télécopie : 03 20 12 75 05

Messagerie :

sysmedassistance@wanadoo.fr



i Mask (BREAS Médical)

Masque nasal en gel modelable au profil du patient sans appui frontal, une rotule au niveau de l'arrivée d'air autorise toute position du corps lors du sommeil. Le harnais qui maintient le masque possède trois sangles. Ce masque existe en une seule taille avec fuite intentionnelle.



HC 431 (Fisher & Paykel)

Masque facial en silicone avec appui frontal, la bulle du masque enveloppe le menton du patient ce qui permet une ouverture de bouche sans apparition de fuites importantes, une rotule au niveau de l'arrivée d'air autorise toute position du corps lors du sommeil. Le harnais qui maintient le masque possède quatre sangles. Ce masque existe en trois tailles avec ou sans fuite intentionnelle.

Agences SysMed Assistance

Siège Social

Templemars Tél: 03 20 12 75 00

Agence secondaire

Roye Tél: 03 22 87 89 57

Antennes

Maubeuge
Château Thierry

La société SysMed Assistance prend en charge des patients dans les départements suivants:

- Nord, Pas de Calais
- Picardie
- Champagne Ardennes
- Ile de France

DATES IMPORTANTES

(congrès)

ERS	du 17 au 21 Septembre 2005 Copenhague DANEMARK
SFRS	du 24 au 26 Novembre 2005 Lyon
SPLF	du 27 au 30 Janvier 2006 Nice
ATS	du 19 au 24 Mai 2006 San Diégo USA

Pour toute demande d'informations ou de renseignements sur les prises en charges de vos patients, n'hésitez pas à nous contacter au 03 20 12 75 00